

Informacja o produkcie

Endoover™ biotic

Suplement diety

Spis treści ulotki:

1. Co to jest produkt Endoover™ biotic i w jakim celu się go stosuje
2. Składniki kapsułki Endoover™ biotic
3. Zanim zastosujesz produkt Endoover™ biotic
4. Jak stosować produkt Endoover™ biotic
5. Jak przechowywać produkt Endoover™ biotic
6. Inne przydatne informacje o produkcie Endoover™ biotic

1. Co to jest produkt Endoover™ biotic i dlaczego się go stosuje

Endoover™ biotic to doustny probiotyk, przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym. Jedna kapsułka zawiera połączenie 5 wyselekcjonowanych szczepów bakterii kwasu mlekowego w ilości 5 miliardów CFU* wraz z prebiotykiem Fibregum™. Technologia mikrokapsulek MICROBAC zapewnia zwiększoną przeżywalność szczepów bakterii probiotycznych w środowisku soku żołądkowego, żółci i enzymów trawiennych.

Endoover™ biotic jest przeznaczony:

- w celu uzupełnienia diety po antybiotykoterapii
- w trakcie i po menstruacji oraz w okresie okołomenopauzalnym
- w czasie podróży i zmiany klimatu

Uzupełnia mikroflorę jelit.

Probiotyk przeznaczony dla kobiet.

2. Składniki kapsułki Endoover™ biotic

Składniki: błonnik akacjowy Fibregum™, premiks probiotyczny MICROBAC w składzie: *L. gasseri* LGS06, *L. acidophilus* LA02, *L. plantarum* LP01, *B. breve* BR03, *B. animalis lactis* BS01, substancje przeciwbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, składniki otoczki kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza

Zawartość składników w przeliczeniu na dzienną porcję do spożycia	w 1 kapsułce 5 mld bakterii (5 x 10 ⁹ CFU*)
<i>Lactobacillus gasseri</i> LGS06 (DSM 32405)	1 x 10 ⁹ CFU*
<i>Lactobacillus acidophilus</i> LA02 (DSM 21717)	1 x 10 ⁹ CFU*
<i>Lactobacillus plantarum</i> LP01 (LMG P-21021)	1 x 10 ⁹ CFU*
<i>Bifidobacterium breve</i> BR03 (DSM 16604)	1 x 10 ⁹ CFU*
<i>Bifidobacterium animalis lactis</i> BS01 (LMG P-21384)	1 x 10 ⁹ CFU*
Błonnik akacjowy Fibregum™	250 mg

*CFU (Colony-forming unit) – jednostka tworząca kolonię

3. Zanim zastosujesz produkt Endoover™ biotic

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety, dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

4. Jak stosować produkt Endoover™ biotic

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka raz dziennie, przez okres minimum 28 dni

Kapsułkę połykać wyłącznie w całości popijając wodą lub niewielką ilością soku. Nie otwierać i nie rozgryzać. Nie rozpuszczać zawartości kapsułki w płynach.

Stosowanie suplementacji w okresie ciąży i karmienia jest możliwe, jednak każdą suplementację należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu lub farmaceutce. Nie należy przekraczać dziennej porcji do spożycia. Produkt Endoover™ biotic zaleca się przyjmować jeszcze kilka dni po antybiotykoterapii.

5. Jak przechowywać produkt Endoover™ biotic

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej tj. do 25 °C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem. Produkt może być przechowywany w lodówce w temperaturze 2-8 °C. Przechowywanie takie nie jest konieczne, ale zalecane, jeśli okres przechowywania po otwarciu opakowania jest dłuższy niż 3 miesiące.

6. Inne przydatne informacje o produkcie Endoover™ biotic

Technologia MICROBAC to unikalna metoda mikrokapsulacji szczepów probiotycznych *Lactobacillus*. Dzięki zastosowanej technologii MICROBAC nie dochodzi do dezaktywowania pałeczek *Lactobacillus* w wyniku działania soku żołądkowego, żółci i enzymów trawiennych. Technologia MICROBAC nawet 5-krotnie zwiększa trwałość i przeżywalność pałeczek *Lactobacillus*, co korzystnie wpływa na szybką odbudowę mikroflory jelitowej.

Błonnik akacjowy Fibregum™ ma postać rozpuszczalnego błonnika, otrzymanego z wyselekcjonowanych części łodyg drzewa akacjowego. Fibregum™ zwiększa przeżywalność bakterii mlekowych i stymuluje ich wzrost w jelicie. Fibregum™ nie wpływa na indeks glikemiczny. Składnik wolny od GMO.

Produkt odpowiedni dla diabetyków, wegetarian, bezglutenowy.

Produktu nie trzeba przechowywać w lodówce.

Suplement diety Endoover™ biotic dostępny jest w opakowaniu zawierającym 28 kapsułek (4 aluminiowe blistry po 7 kapsułek).

Masa netto 7,50 g



Kod QR / QR code
Skanuj ulotkę / Scan the leaflet

Wytwórca:

Nutrition Health Institute Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25A/80
02-699 Warszawa
www.nhinstitute.pl